Coleta de Inventários IWS - Liberação



Esta aplicação foi desenvolvida para que os fornecedores dos equipamentos (coletores de dados) sejam autenticados para o uso do programa de inventários da IWS.

Instalação

A instalação é um processo simples e rápido. Basta executar o instalador e prosseguir pelo botão avançar.



No segundo passo, é possível escolher em que diretório o programa será instalado.

🔂 Liberacaolnvent - Programa de Instalação –	_	×
Selecione o Local de Destino Onde LiberacaoInvent deve ser instalado?		
O Programa de Instalação instalará LiberacaoInvent na seguin	te pasta.	
Para continuar, clique em Avançar. Se você deseja escolher uma pasta clique em Procurar.	diferente,	
C:\IWS\LiberacaoInventario	Procurar	
São necessários pelo menos 12,1 MB de espaço livre em disco.		
< Voltar Avançar	> Ca	ncelar

Cadastro de Clientes

Para a liberação de um dispositivo, é necessário informar o CNPJ e o Nome Fantasia do cliente, que são vinculados ao CNPJ do fornecedor, código identificador do equipamento, e nome do equipamento.

👐 Liberar Dispositivos		×	
Clientes Liberação			
DADOS DO CLIENTE			
Fantasia:	CPF/CNPJ:		
		Novo	
CLIENTES			
Coletor Datalogic Memor conectado!		Apagar	

O botão **Novo** habilita os campos **Fantasia** e **CNPJ** para a inserção de dados. Em seu lugar, o botão **Salvar** aparece para que seja realizado o cadastro do cliente.

👐 Liberar Dispositivos	×			
Clientes Liberação				
DADOS DO CLIENTE				
Fantasia: NOME FANTASIA CPF/CN	IPJ: 0000000000000			
	Salvar			
CLIENTES				
Coletor Datalogic Memor conectado!	Apagar			

Com a confirmação do cadastro, o cliente aparece na tabela de clientes cadastrados. Um clique duplo no cliente alterna para a aba Liberação com seus dados carregados.

Liberação

A aba **Liberação** possui um cabeçalho onde devem ser informados o número do documento do fornecedor e a url de liberação do equipamento.

Com o cliente selecionado, é necessário conectar o equipamento ao computador e que ele seja reconhecido pelo programa.

₩ Liberar Dispositivos	×			
Clientes Liberação				
DADOS DO FORNECEDOR				
URL: api.iws.com.br	CPF/CNPJ: 000000000000			
	Editar			
DADOS DO CLIENTE				
Fantasia: NOME FANTASIA	CPF/CNPJ: 000000000000			
Dispositivo Dispositivos Liberados (0)				
Datalogic Memor				
83d372d7-e95e-4fe0-bb33-5c3da5fa5d67				
Bloqueado				
CLIENTE				
Liberar				
Coletor Datalogic Memor conectado!	Gerar Arquivo			

Com todos os dados prontos para o registro do **Fornecedor**, **Cliente** e **Equipamento**, é possível realizar a liberação clicando no botão **Liberar**.

Com a liberação efetuada os dispositivos liberados serão listados no campo **Dispositivos Liberados**.

O botão **Gerar Arquivo** irá criar um arquivo cujo nome é o Número do Documento do cliente e a extensão é "*.iws", com todas as chaves já liberadas para o cliente.

Este arquivo dese ser enviado para o cliente, de forma que ele possa realizar o cadastro dos equipamentos em seu programa e utiliza-los.

