


Coleta de Inventários IWS




Esta aplicação foi desenvolvida para que os fornecedores dos equipamentos (coletores de dados) sejam autenticados para o uso do programa de inventários da IWS.

Instalação

A instalação é um processo simples e rápido. Basta executar o instalador e prosseguir pelo botão avançar.




No segundo passo, é possível escolher em que diretório o programa será instalado.



Cadastro de Clientes

Para a liberação de um dispositivo, é necessário informar o CNPJ e o Nome Fantasia do cliente, que são vinculados ao CNPJ do fornecedor, código identificador do equipamento, e nome do equipamento.



The screenshot shows a software window titled "Liberar Dispositivos" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are two tabs: "Clientes" (selected) and "Liberação". The main content area is divided into two sections. The top section, titled "DADOS DO CLIENTE" in a dark blue header, contains two input fields: "Fantasia:" and "CPF/CNPJ:". To the right of these fields is a button labeled "Novo". The bottom section, titled "CLIENTES" in a dark blue header, is currently empty. At the bottom of the window, there is a status bar with a green square icon and the text "Coletor Datalogic Memor conectado!". To the right of the status bar is a button labeled "Apagar".

O botão **Novo** habilita os campos **Fantasia** e **CNPJ** para a inserção de dados. Em seu lugar, o botão **Salvar** aparece para que seja realizado o cadastro do cliente.



The screenshot shows a web application window titled "Liberar Dispositivos". At the top, there are two tabs: "Clientes" (selected) and "Liberação". Below the tabs is a dark blue header with the text "DADOS DO CLIENTE". The form contains two input fields: "Fantasia:" with the value "NOME FANTASIA" and "CPF/CNPJ:" with the value "00000000000000". To the right of these fields is a "Salvar" button. Below the form is a large empty box with the header "CLIENTES". At the bottom of the window, there is a status bar with a green icon and the text "Coletor Datalogic Memor conectado!". To the right of the status bar is an "Apagar" button.

Com a confirmação do cadastro, o cliente aparece na tabela de clientes cadastrados. Um clique duplo no cliente alterna para a aba Liberação com seus dados carregados.

Liberação

A aba **Liberação** possui um cabeçalho onde devem ser informados o número do documento do fornecedor e a url de liberação do equipamento.

Com o cliente selecionado, é necessário conectar o equipamento ao computador e que ele seja reconhecido pelo programa.

 Liberar Dispositivos

Cientes

Liberação

DADOS DO FORNECEDOR

URL:

CPF/CNPJ:

Editar

DADOS DO CLIENTE

Fantasia:

CPF/CNPJ:

Dispositivo

Datalogic Memor

83d372d7-e95e-4fe0-bb33-5c3da5fa5d67

Bloqueado

CLIENTE

Dispositivos Liberados (0)

Liberar

 Coletor Datalogic Memor conectado!

Gerar Arquivo

Com todos os dados prontos para o registro do **Fornecedor**, **Cliente** e **Equipamento**, é possível realizar a liberação clicando no botão **Liberar**.

Com a liberação efetuada os dispositivos liberados serão listados no campo **Dispositivos Liberados**.

O botão **Gerar Arquivo** irá criar um arquivo cujo nome é o Número do Documento do cliente e a extensão é "*.iws", com todas as chaves já liberadas para o cliente.

Este arquivo dese ser enviado para o cliente, de forma que ele possa realizar o cadastro dos equipamentos em seu programa e utiliza-los.

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=inventario_liberacao&rev=1573149570

Last update: **2019/11/07 17:59**